

Gynauxil

Globulki dopochwowe

Instrukcja użycia

1. Opis produktu

2. Składniki

3. Opis działania

4. Przeznaczenie

5. Sposób użycia

6. Przeciwwskazania i ostrzeżenia

7. Przechowywanie

8. Producent

1. Opis produktu

Gynauxil globulki dopochwowe to wyrób medyczny w postaci zestalonej emulsji olejowo-wodnej, zawierający składniki sprzyjające adhezji do błony śluzowej pochwy. Właściwości mukoadhezyjne globulek Gynauxil sprzyjają budowie bariery na błonie śluzowej pochwy, która pomaga w zachowaniu prawidłowego stanu dróg rodnych i okolic intymnych: odpowiedniego nawilżenia i odżywienia nabłonka, pobudza także rozwój naturalnej flory bakteryjnej. Globulki umieszczone są w oddzielnych gniazdach blistra oddzielonych perforacją.

2. Składniki

Gynauxil zawiera kwas hialuronowy w postaci częściowo uwodnionego hialuronianu oraz składniki odżywcze pobudzające rozwój pateczek

zwanych *Lactobacillus vaginalis*, stanowiących główny komponent prawidłowej biocenozy pochwy.

Skład: glukoza, ekstrakt drożdżowy, hialuronian sodu, kwas mlekowy, octan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu, siarczan manganu, podłoże tłuszczowe: trójglicerydy kwasów tłuszczowych, woda, monooleinian polioksyetylenosorbitolu, etoksylogowany alkohol cetostearylowy, monogliceryd kwasu rycynolowego.

3. Opis działania

Po założeniu do pochwy i stopieniu w temperaturze ciała globulka Gynauxil ulega przekształceniu w mukoadhezyjną emulsję wiążącą się z błoną śluzową. Kwas hialuronowy posiada właściwości regenerujące nabłonek, utrzymujące wilgoć, pobudzające procesy naprawy i odnowy tkanek. Ekstrakt drożdżowy to źródło witamin z grupy B oraz aminokwasów i nukleotydów, wraz z elektrolitem wodnej fazy emulsji sprzyja selektywnemu namnażaniu pateczek rodzaju *Lactobacillus*.

4. Przeznaczenie

Przywracanie lub utrzymywanie właściwego pH co stwarza warunki do hamowania infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w pochwie, w tym wywołanej niedoborem estrogenów.

Wzmacnianie naturalnej flory bakteryjnej pochwy np. po antybiotykoterapii, porodzie, menstruacji w okresie zaburzonej gospodarki hormonalnej, w przypadku stwierdzonej niskiej liczby bakterii kwasu mlekowego w badaniu biologii pochwy. Przeciwdziałanie stanom atrofii (zaniku) błony śluzowej pochwy.

5. Sposób użycia

Globulkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Kobiety miesiączkujące / w okresie rozrodczym: zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez pięć kolejnych dni, począwszy od 1-go dnia po zakończeniu menstruacji. Kontynuować w ten sposób stosowanie przez 2 do 3 następujących po sobie cyklach menstruacyjnych lub do czasu uzyskania poprawy. Lekarz może zalecić odmienny sposób użycia, do którego należy się dostosować.

Kobiety w okresie menopauzy i po menopauzie: zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez 10 kolejnych dni lub według wskazań lekarza. Zrobić około 2-tygodniową przerwę, po której można wznowić stosowanie. Jeśli pojawi się miesiączka, stosowanie należy przerwać i wznowić po zakończeniu menstruacji.

Globulki najlepiej zakładać na noc.

W celu wydobycia globulki należy oderwać gniazdo wzdłuż perforacji, następnie rozchylić i rozciągnąć listki gniazda. Globulkę założyć zaraz po wyjęciu z gniazda.

Jeżeli globulki przechowywane były w temperaturze powyżej 30 °C, co spowodowało ich zmięknienie, należy włożyć je do lodówki na ok. 5-10 minut w celu zestalenia, co umożliwi prawidłowe wydobycie z gniazda i aplikację w pochwie.

6. Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu. W razie wrażliwości należy konsultować stosowanie z lekarzem-ginekologiem. Nie stosować w trakcie menstruacji. Po założeniu globulki nie podejmować współżycia płciowego. Nie stosować globulek Gynauxil w leczeniu zakażeń narządów rodnych i stanów zapalnych. U osób podatnych na uczulenia zachować szczególną ostrożność. Jeśli po zastosowaniu produktu pojawił się wyprysk, obrzęk, świąd bądź inne, nie występujące wcześniej dolegliwości w okolicy sromu, należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza. Nie stosować produktu łącznie z innymi preparatami podawanymi dopochwowo. Nie wykonywano badań zgodności produktu z materiałami antykoncepcji mechanicznej, takimi jak krążki, diafragmy czy wkładki domaciczne (lateks, poliuretan), dlatego nie zaleca się stosowania globulek Gynauxil równocześnie z tymi środkami. Kobiety w ciąży i matki karmiące mogą stosować produkt wyłącznie po konsultacji z lekarzem ginekologiem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

7. Przechowywanie

Produkt przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25 °C. W przypadku krótkotrwałego przekroczenia temperatury przechowywania i zmięknięcia globulek, w celu zapewnienia odpowiednio twardej konsystencji umożliwiającej wyjęcie i aplikację globulki, należy wstawić produkt do lodówki na ok. 5-10 minut.

8. Wytwórca

„Polski Lek – Dystrybucja” Sp.z o.o.

Ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Data opracowania instrukcji: 2015-02

