

**XYLORIN® ALERGIA** jest środkiem o udowodnionej klinicznie skuteczności, zmniejszającym objawy alergicznego nieżytu nosa, poprzez blokowanie alergenów wywołujących reakcję alergiczną. **XYLORIN® ALERGIA** działa na błonę śluzową nosa, czyli bezpośrednio tam, gdzie zaczyna się reakcja alergiczna. Opatentowana technologia Nasya™ zastosowana w **XYLORIN® ALERGIA** wykorzystuje mieszaninę olei i substancji powierzchniowo czynnych, które nadają mu wyjątkową zdolność przechodzenia z postaci żelowej w ciecz, ułatwiając rozprzeczanie. Po naniesieniu na błonę śluzową nosa **XYLORIN® ALERGIA** powraca do swojej pierwotnej konsystencji żelu tworząc nieprzepuszczalną dla alergenów barierę. Ponieważ większość alergenów z powietrza dostaje się do organizmu przez nos, **XYLORIN® ALERGIA** jest idealnym rozwiązaniem w przypadku kataru siennego i alergicznego nieżytu nosa.

**Xylorin®**  
**ALERGIA**

**SZYBKA  
ULGA  
W ALERII**  
**DZIAŁA  
W 3 MINUTY**

**KATAR SIENNY  
ALERGIA NA ROZTOCZA KURZU  
DOMOWEGO I SIERSĆ ZWIERZĄT**

## KIEDY STOSOWAĆ XYLORIN® ALERGIA?

Zastosuj **XYLORIN® ALERGIA** jak tylko poczujesz, że Twój organizm zaczyna reagować na alergeny, zanim w pełni rozwinię się reakcja alergiczna.

Jeśli reakcja alergiczna już wystąpiła **XYLORIN® ALERGIA** może być stosowany jako środek pomocniczy przy leczeniu, aby przy kolejnym narażeniu na kontakt z alergenem zapobiec nasileniu się objawów.

Zaleca się stosowanie **XYLORIN® ALERGIA** przed kontaktem z alergenami, co zapobiega przedostaniu się ich na błonę śluzową nosa ograniczając objawy alergii.

## JAK DZIAŁA XYLORIN® ALERGIA?

**XYLORIN® ALERGIA** działa bezpośrednio na śluzówce nosa, czyli tam gdzie alergeny wywołują reakcję alergiczną.



### Żel w spoczynku, ciecz po wstrząśnięciu.

**XYLORIN® ALERGIA** przechodzi z postaci żelowej w ciecz ułatwiając dozowanie, a po naniesieniu na błonę śluzową nosa powraca do swojej pierwotnej konsystencji żelu tworząc nieprzepuszczalną dla alergenów barierę.

Mikro-żel **XYLORIN® ALERGIA** działa na trzech poziomach:

1. Opatentowana formuła umożliwiła złagodzenie reakcji na pyłki już znajdujące się wewnątrz nosa
2. Mgiełka z mikro-żelu tworzy barierę, aby zapobiec dalszemu zainfekowaniu śluzówki przez pyłki
3. Przyczynia się do oczyszczania śluzówki nosa z alergenów.

## JAK STOSOWAĆ XYLORIN® ALERGIA?

Stosować od 1 do 2 aplikacji do każdego otworu nosowego, 2-3 razy dziennie (działa od 4 do 6 godzin po zastosowaniu).



**Krok 1.**  
Przed użyciem **XYLORIN® ALERGIA**, przynajmniej 4 razy silnie wstrząsnąć trzymając butelkę w pozycji pionowej.



**Krok 2.**  
Obrócić butelkę do góry dnem i ponownie silnie wstrząsnąć minimum 4 razy.



**Krok 3.**  
Zdjąć przezroczystą nasadkę.



**Krok 6.**  
Po podaniu przechylić na chwilę głowę do tyłu i oddychać normalnie przez nos.



**Krok 5.**  
Pochylić się delikatnie do przodu. Trzymając butelkę w pozycji pionowej umieścić końcówkę aplikatora w otworze nosowym. Nacisnąć jednokrotnie, w razie potrzeby czynność powtórzyć. Zastosować do obydwu nozdrzy.



**Krok 4.**  
Przygotować dozownik przed pierwszym użyciem. W tym celu nacisnąć i przytrzymać białą nasadkę aplikatora przez około 5-10 sekund. Czynność powtórzyć aż do uzyskania pełnego rozpylenia.

Podczas pierwszej godziny od użycia, może wystąpić nieznaczne uczucie zatkanego nosa. Uczucie to jest chwilowe, ustępuje szybko i stopniowo zanika w miarę kolejnych stosowań. W przypadku wystąpienia poważnych dolegliwości po zastosowaniu, należy zaprzestać korzystania z produktu lub skonsultować się z lekarzem. Jeśli wymagane jest stosowanie jednocześnie innego produktu do nosa, **XYLORIN® ALERGIA** należy zastosować na końcu, aby nie zakłócać tworzenia się bariery ochronnej.

## JAK PRZECHOWYWAĆ XYLORIN® ALERGIA?

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przechowywać w temperaturze poniżej 27°C (80,6°F). Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać, gdyż niższa temperatura może mieć wpływ na wielkość kropli i działanie produktu. Po otwarciu zużyć w ciągu 90 dni. Nie stosować po terminie ważności. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Składniki:** Bentonite veegum, xanthan gum, glycerol monostearate, potassium phosphate, dipotassium phosphate, glycerin, sesame oil, water, spearmint oil.

## DOBRY PROFIL BEZPIECZEŃSTWA

**XYLORIN® ALERGIA** nie zawiera substancji leczniczych i konserwantów. Jest odpowiedni dla sportowców, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

**XYLORIN® ALERGIA** zawiera składniki obojętne i nietoksyczne. Opatentowana formuła nie zawiera konserwantów, alkoholu ani chemicznych substancji zapachowych.

**XYLORIN® ALERGIA** nie powoduje senności i jest odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Nie odnotowano interakcji **XYLORIN® ALERGIA** z innymi lekami i preparatami stosowanymi w leczeniu alergii.

Stosowanie **XYLORIN® ALERGIA** nie wpływa na skuteczność leków antyhistaminowych.

Produkt zawiera olej z nasion sezamu. Nie należy używać tego produktu w przypadku nadwrażliwości na olej sezamowy lub inne składniki zawarte w **XYLORIN® ALERGIA**. Zostały zgłoszone bardzo rzadkie przypadki reakcji alergicznych, z takimi objawami jak katar lub zatknięty nos, miejscowa bolesność, suchość, świąd, obrzęk, łzawienie oczu lub wysypka. W takich przypadkach zastosowanie produktu należy natychmiast przerwać, jeśli objawy nie ustępują należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Chefaro Ireland Ltd., First Floor, Block A, The Crescent Building, Northwood Office Park, Dublin 9, Irlandia

## Dystrybutor:

Omega Pharma Poland Sp. z o.o., Al.Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, Polska

www.xylorin.pl



PPXYLAD20ML-PL

LF00195A



20 ml e



Data aktualizacji ulotki: 27.08.2014